

Beställning av DNA-typning

Faxas till Svensk Mjolk, fax nr 016-212 16

Uppgifter om djurägare						
Besättningsnummer SE						
Vilken typ av test? OBS! Endast <u>ett</u> alternativ						
1 Härstamningsverifiering	<input type="checkbox"/>	4 Förväxlad kalv	<input type="checkbox"/>			
2 ET-kalv	<input type="checkbox"/>	5 Typning	<input type="checkbox"/>			
3 Osäker Fader	<input type="checkbox"/>	6 Free Martin	<input type="checkbox"/>			
Ny analys och nytt prov <input type="checkbox"/> eller Komplettering av tidigare svar <input type="checkbox"/>						
Med i		Uppgifter om betalaren				
Kokontroll	<input type="checkbox"/>	Förening				
KAP	<input type="checkbox"/>	Besättningsnr				
Djurets födelseidentitet						
SE/Förenings- och bes.nr	Kön	Öronnr	Födelseår	Stamb.nr	Ras	
.....	
Faderns födelseidentitet/stamboksnummer						
SE/Förenings- och bes.nr	Kön	Öronnr	Födelseår	Stamb.nr	Ras	
.....	1	
Moderns födelseidentitet						
SE/Förenings- och bes.nr	Kön	Öronnr	Födelseår	Ras		
.....	2		
Namn						
Tjmnr		Datum				
.....						

Anvisningar för härstamningsprov med DNA-metod vid Dynamic Code AB

DNA

Ryck (klipp inte) ett antal **rena** hårstrån ("en tuss") från djuret. Öra eller svansrot är bra ställen att ta på. Se till att inte ha material från andra djur på händerna när provet tas. Var noga så att håren inte går av vid ryckningen. Det är utomordentligt **viktigt att hårsäcken finns kvar!**

Fäst håren på den klistriga sidan av en vanlig "kom ihåg-lapp" (eller tejpa på en annan lapp), men se noga till att hårsäckarna inte fästs mot själva klistret. **Ange djurets egen identitet (från öronbrickan)** på lappen och stoppa denna i ett litet kuvert.

Fyll i följesedeln och **FAXA den till Svensk Mjölk, 016-212 16**. De aktuella datauppgifterna förs sedan över från Svensk Mjölks dator till Dynamic Code AB. Samtidigt överförs den härstamningsinformation som finns i vårt datasystem och kan utnyttjas.

Vår postadress är: Svensk Mjölk, Box 1146, 631 80 Eskilstuna.

Förvaring av hårsäcksprov för senare analys kan ske (kyl eller frys).

Insändning:

Posta proven (vanligt brev för hår, sperma eller tops) till:

Dynamic Code AB
Analysavd.
Box 1189
581 11 LINKÖPING

Märk kuvertet "Nöt". Ange även avsändare på försändelsen.

OBS! Inga beställningsblanketter skickas till Dynamic Code AB.

Resultat:

Svaret går efter analys vid Dynamic Code AB till Svensk Mjölk som lägger in detta i sitt UNIX-system och sänder vidare till djurägare och betalare.

Debitering:

Till den som angetts som betalare. Om det är djurägare som är medlem i husdjursförening införs den i medlemsdebiteringen.

Sperma för DNA-analys:

Finns det **sperma** kan denna också utnyttjas för DNA-prov. Förfogar den som sänder in ett hårprov för DNA-test från en individ också över sperma från en far som det skall testas mot går det alltså att sända in den som alternativ. *Sperman kan sändas in i brev på samma sätt som hårprovet* (det gör inget att den tinar upp och dör).

Ny analys och nytt prov: Markeras om det gäller en helt ny analys. Nytt prov skickas.

Komplettering av tidigare svar: Markeras till exempel om mor eller far saknats vid det tidigare svaret. Medför inget nytt hårprov eller ny analys.

Free martin-prov

För att få ett tillförlitligt resultat krävs ett blodprov. Blodprovet behöver inte vara fryst eller i provrör, det räcker med att blodet är utstruket på ett papper eller med en droppe som är uppsamlad på en "tops".


Skicka det torkade provet i ett kuvert tillsammans med uppgifter om identitet på djuret. Fyll i beställningssedeln och skicka/faxa den till Svensk Mjölk. Resultatet får ni via brev.

Provtagning för härstamningskontroll av nöt



DYNAMIC CODE


1. Ryck hår från man eller päls. Det är viktigt att få med hårrötterna som syns som en förtjockning längst ned på håret. Cirka tjugo hår från manen eller en "nyppa" från pälsen blir lagom. Hårstråna kan fästas på en liten postit-lapp som vikes ihop på mitten en gång.



2. Man- eller pälsproven måste förvaras torrt, bäst i ett vanligt papperskuvert. Märk kuvertet med födelseidentitet, det till säga besättningsnummer och öronnummer. Tejpa igen kuvertet.



3. Lägg kuvertet med provet i ett större kuvert och tejpa igen. **Märk kuvertet med NÖT** och skicka brevet till Dynamic Code.



Dynamic Code AB
Analysavdelningen
Box 1189
581 11 Linköping

4. Skicka beställning till Svensk Mjolk.